


Anti-Cad-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P27708

Artikelnummer: CM0009408



Einführung

Validierter monoklonaler Anti-CAD-Kaninchenantikörper für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches CAD, ein multifunktionales Enzym mit einem Molekulargewicht von 243 kDa im de-novo-Pyrimidin-Biosyntheseweg. Ideal zur Untersuchung des Pyrimidinstoffwechsels und damit verbundener Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAD-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	790
GeneID	790
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen CAD (P27708) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27708
Proteingewicht	243 kDa
Versand	Kühlakku