

Anti-Cadherin 16 (Cdh16) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - O75309

Artikelnummer: CM0027144

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Cadherin-16 (CDH16, Ksp-Cadherin). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für nierenspezifische Cadherin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cadherin 16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDH16; Cadherin 16
Spezies	Mensch
GenID	1014
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-230 von menschlichem Cadherin 16 (NP_004053.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, I (?)HC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75309
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel