

Monoklonaler Anti-Cadherin 16 Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - 075309

Artikelnummer: CM0003602

Einführung

Monoklonaler Anti-Cadherin 16 Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA. Zielt auf nierenspezifisches Cadherin, ein Zelladhäsionsprotein. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Ideal für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cadherin 16 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	Ksp-Cadherin; Cadherin 16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1014
GenID	1014
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	075309
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel