

Anti-Cadherin-17 (Li-Cadherin) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q12864

Artikelnummer: CM0011713



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Cadherin-17 (LI-Cadherin), validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA sowie kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur Zelladhäsion und Gewebeorganisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LI-Cadherin/Cadherin-17-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	HPT1; CDH16; HPT-1; LI-Cadherin/Cadherin-17
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1015
Gen-ID	1015
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen LI-Cadherins/Cadherin-17 (Q12864) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12864
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel