


Anti-Cadm3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N126

Artikelnummer: CM0026663



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CADM3 (NECL1, SynCAM3), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung zu Zelladhäsion und synaptischer Organisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CADM3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BigR; NECL1; TSLL1; CMT2FF; IGSF4B; Necl-1; synCAM3; CADM3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57863
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-330 von menschlichem CADM3 (NP_001120645.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N126
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel