

Anti-Cadps Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9ULu8

Artikelnummer: CM0013407



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes CADPS/CAPS-1, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, ideal für Neurowissenschaft und Studien zur endokrinen Sekretion, die die Exozytose dichtkerniger Vesikel beinhalten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CADPS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8618
Gen-ID	8618
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1020-1100 von humanem CADPS (NP_899630.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9ULU8
Proteingewicht	153kDa
Versand	Eisbeutel