


Anti-Calbindin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P05937

Artikelnummer: CM0004722



Einführung

Calbindin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper mit hoher Spezifität für WB, IF-P, ELISA-Anwendungen. Validiert in humanen, murinen und rattenspezifischen Proben. Detektiert endogenes Calbindin bei 30 kDa. Ideal für die Kalziumsignalisierung und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calbindin Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CALB; D-28K; Calbindin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	793
GenID	793
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Calbindin (P05937) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05937
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel