


Anti-Calbindin Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05937

Artikelnummer: CM0016646



Einführung

Calbindin Kaninchen-polyklonale Antikörper validiert für Western Blot (WB), IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Calbindin. Hergestellt mit rekombinantem vollem Immunogen. Geeignet für Forschung zu Kalziumsignalisierung, Vitamin D und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calbindin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CALB; D-28K; Calbindin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	793
Gen-ID	793
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-261 des menschlichen Calbindin (NP_004920.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P05937
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel