


Anti-Calbindin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05937

Artikelnummer: CM0015912



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Calbindin (CALB; D-28K) gerichtet ist, für Western Blot, IHC-Paraffin und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; detektiert ein Protein von ~30 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calbindin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CALB; D-28K; Calbindin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	793
GenID	793
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-261 von menschlichem Calbindin (NP_004920.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05937
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel