


Anti-Calca Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P06881

Artikelnummer: CM0020097



Einführung

CALCA Kaninchen-pAb ist ein kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen das humane Calcitonin Gene-Related Peptid 1 (alpha-CGRP) gerichtet ist, validiert für IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für Forschung zu Vasodilatation und Neuropeptiden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALCA Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	796
Gen-ID	796
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-128 von CALCA (NP_001029125.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06881
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel