

Anti-Calcineurin A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08209

Artikelnummer: CM0010764



Einführung

Calcineurin A Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA; detektiert humanes, murines, rattiges PPP3CA. Essentiell für die Kalziumsignalübertragung, NFAT-vermittelte Transkription und die T-Zell-Aktivierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calcineurin A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CALN; CCN1; CNA1; CALNA; DEE91; IECEE; PPP2B; ACCIID; CALNA1; IECEE1; Calcineurin A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5530
Gen-ID	5530
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 422-521 des humanen Calcineurin A (Q08209) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q08209
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel