

Anti-Calcoco1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9P1Z2

Artikelnummer: CM0027366

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CALCOCO1, ein Transkriptions-Coaktivator, der an der Wnt-Signalgebung und nukleären Rezeptorwegen beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Forschung zur Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALCOCO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Cocoa; PP13275; Calphoglin; CALCOCO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57658
GenID	57658
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P1Z2
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel