

Anti-Calcr Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P30988

Artikelnummer: CM0013032



Einführung

CALCR Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, der gegen den menschlichen Calcitonin-Rezeptor (55 kDa) gerichtet ist. Ideal für die Erforschung von GPCR-Signalwegen, Kalziumhomöostase und Knochenstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALCR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRT; CTR; CT-R; CTR1; CALCR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	799
Gen-ID	799
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-148 des menschlichen CALCR (NP_001733.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30988
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel