


Anti-Calcrl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16602

Artikelnummer: CM0029858



Einführung

Hochwertiger Anti-CALCRL Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges CALCRL (CRLR; CGRPR), einen Schlüsselrezeptor für Calcitonin Gene-Related Peptid und Adrenomedullin. Ideal für kardiovaskuläre und neurobiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALCRL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRLR; CGRPR; LMPHM8; CALCRL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10203
Gen-ID	10203
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 346-445 von menschlichem CALCRL (NP_005786.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16602
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel