

Anti-Cald1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q05682

Artikelnummer: CM0030963

Einführung

Anti-CALD1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches Caldesmon, ein Aktin- und Myosin-bindendes Protein, das die glatte Muskelkontraktion und die Motilität von Nichtmuskelzellen reguliert. Ideal für kardiovaskuläre und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDM, HCAD, LCAD, h-CD, H-CAD, L-CAD, NAG22, CALD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	800
Gen-ID	800
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von menschlichem CALD1 (NP_004333.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q05682
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel