

Anti-Caldesmon/Cdm-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q05682

Artikelnummer: CM0012650

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Caldesmon/CDM, validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt humanes Caldesmon, ein aktinbindendes Protein, das die Kontraktilität glatter Muskelzellen und nichtmuskulärer Zellen sowie Mitose und Zellmigration reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caldesmon/CDM-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	CDM; HCAD; LCAD; h-CD; H-CAD; L-CAD; NAG22
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	800
GeneID	800
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 208–436 des humanen Caldesmons/CDM entspricht (NP_149129.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q05682
Proteingewicht	120–150 kDa
Versand	Kühlpack