


Anti-Calhm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lu99

Artikelnummer: CM0025147



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CALHM1 (FAM26C), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Geschmackswahrnehmung, Calciumhomöostase und neuronaler Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALHM1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FAM26C; CALHM1
Spezies	Human
GeneID (Human)	255022
GeneID	255022
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q8LU99
Protein-Gewicht	38kDa
Versand	Eistasche