


Anti-Calhm2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ha72

Artikelnummer: CM0014652



Einführung

Anti-CALHM2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Es erkennt menschliches und Ratten-CALHM2, ein Kalziumhomöostase-Modulator-Kanal, der an ATP-Freisetzung, Neuroinflammation und synaptische Übertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALHM2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FAM26B; CALHM2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51063
Gen-ID	51063
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-323 von menschlichem CALHM2 (NP_057000.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9HA72
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel