


Anti-Calm2 Polyklonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa - P0Dp24

Artikelnummer: CM0028309



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches CALM2 Calmodulin-2, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Unentbehrlich für Studien zu Kalziumsignalisierung, Zentrosomenbiologie und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALM2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	caM; CALM; CAM1; CAM3; CAMC; PHKD; CAMII; LQT15; PHKD2; CALML2; CAMIII; CALM2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	805
GenID	805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-149 des menschlichen CALM2 (NP_001734.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P0DP24
Proteinmasse	17kDa
Versand	Eispackung