

Anti-Calm3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62158

Artikelnummer: CM0012903

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CALM3 (Calmodulin 3), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. 16kDa Protein. Ideal für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	808
GenID	808
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 40-140 von humanem CALM3 (NP_005175.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62158
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel