

Anti-Calmegin (Clgn) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O14967

Artikelnummer: CM0002108

Einführung

Hochspezifischer kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Calmegin (CLGN), geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien der Reproduktionsbiologie zu Spermatogenese und männlicher Fruchtbarkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calmegin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLGN; Calmegin
Spezies	Human
GeneID (Human)	1047
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 180-350 von humanem Calmegin (O14967) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14967
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel