

Anti-Calmodulin 1/2/3 Poliklonale Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

Artikelnummer: CM0013335



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen menschliches Calmodulin 1/2/3, geeignet für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Detektiert alle drei Calmodulin-Isoformen bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Kalziumsignalwegen und Kanalregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calmodulin 1/2/3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulin 1/2/3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	801/805/808
Gen-ID	801/805/808
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-149 von menschlichem Calmodulin 1/2/3 entspricht (NP_008819.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel