

Anti-Calmodulin 1/2/3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

Artikelnummer: CM0012234



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Calmodulin 1/2/3, validiert für WB, IF-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Calziumsignalwegen und dem Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calmodulin 1/2/3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulin 1/2/3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	801/805/808
Gen-ID	801/805/808
Immunogen	Synthetisches Peptid. Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-149 von humanem Calmodulin (NP_008819.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel