

Anti-Calmodulin-1/2/3-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P0Dp23/P0Dp24/P0Dp25

Artikelnummer: CM0016823



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Calmodulin 1/2/3, validiert für Anwendungen im Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-Calmodulin, einen wichtigen calciumbindenden Signalüberträger. Rekombinanter Antikörper aus Kaninchen für die Forschungsanwendung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calmodulin 1/2/3 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulin 1/2/3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	801/805/808
GeneID	801/805/808
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-149 des humanen Calmodulins 1/2/3 (NP_008819.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Icebag