

Anti-Calmodulin (Calm3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62158

Artikelnummer: CM0015505

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Calmodulin (CALM3), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur Kalziumsignalisierung und Zellregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	808
GenID	808
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-149 von humanem CALM3 (NP_001734.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P62158
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel