

Polyklonaler Anti-Calnexin-Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P27824

Artikelnummer: CM0018069

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Calnexin (CNX, IP90, P90), ein ER-Chaperon. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt Calnexin in menschlichen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der Proteinfaltung und Qualitätskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calnexin-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CNX; P90; IP90; Calnexin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	821
GeneID	821
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-592 des humanen Calnexins (NP_001737.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27824
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Kühlakku