

Anti-Calpain 1 Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07384

Artikelnummer: CM0018254



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes Calpain-1 (CAPN1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Zytoskelett-Remodellierung und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calpain 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpain 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	823
GenID	823
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 355-530 des humanen Calpain 1 (NP_005177.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07384
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Eisbeutel