

Anti-Calpain 1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07384

Artikelnummer: CM0012767



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Calpain 1 (muCANP), validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Apoptose- und Zytoskelett-Umbau-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calpain 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpain 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	823
GenID	823
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem Calpain 1 (P07384) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07384
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Eisbeutel