


Anti-Calpain 2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17655

Artikelnummer: CM0010151



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen die katalytische Untereinheit von humanem Calpain-2 (CANP2, mCANP). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu zytoskelettalem Remodelling und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calpain 2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, Calpain 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	824
Gen-ID	824
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 600-700 von humanem Calpain-2 (P17655) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17655
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel