


Anti-Calpain 2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17655

Artikelnummer: CM0027539



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Calpain 2. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Calpain-vermittelter Proteolyse und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calpain 2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CANP2; mCANP; CANPL2; CANPml; Calpain 2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	824
GeneID	824
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 520-700 des humanen Calpain 2 (NP_001739.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17655
Proteinmasse	80 kDa
Versand	Eisbeutel