


Anti-Calpain-Untereinheit 1 (Capns1) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04632

Artikelnummer: CM0011221



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die menschliche Calpain-Untereinheit 1 (CAPNS1, CAPN4). Geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Forschung zur calciumregulierten Proteolyse und zur Dynamik des Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calpain-Untereinheit 1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CANP; CDPS; CSS1; CANPS; CAPN4; CALPAIN4; Calpain-Untereinheit 1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	826
GeneID	826
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 der menschlichen Calpain-Untereinheit 1 (P04632) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04632
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku