


Anti-Calponin 1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P51911

Artikelnummer: CM0005579



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches Calponin 1 (CNN1, SMCC). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu glatter Muskelkontraktion und dem Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calponin 1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1264
Immunogen	Synthetisches Peptid (Aa 198-297 von menschlichem Calponin 1, NP_001290.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51911
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel