


Anti-Calponin-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P51911

Artikelnummer: CM0010147



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Calponin-1 (CNN1, SMCC) gerichtet ist. Validiert in WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur glatten Muskelkontraktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calponin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1264
Gen-ID	1264
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 198-297 von menschlichem Calponin (P51911) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51911
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel