


Anti-Calponin-1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51911

Artikelnummer: CM0018808



Einführung

Aus Kaninchen gewonnener polyklonaler Antikörper gegen Calponin-1, erzeugt gegen ein rekombinantes Fusionsprotein. Ideal für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen in der Glattmuskelforschung. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calponin-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponin
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1264
Gen-ID	1264
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 200-297 des menschlichen Calponins entspricht (NP_001290.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51911
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku