


Anti-Calreticulin Monoklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27797

Artikelnummer: CM0008871



Einführung

Anti-Calreticulin Maus-monoklonaler Antikörper, KO validiert, für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Targetet CALR, ein 47 kDa großes ER-Chaperon, das an der Proteinfaltung und Calciumhomöostase beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Calreticulin Maus mAb
Anmerkungen/Aliase	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; Calreticulin
Art	Mensch
GenID (Mensch)	811
GenID	811
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-203 von menschlichem Calreticulin (NP_004334.1) enthält
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27797
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel