


Anti-Calreticulin Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27797

Artikelnummer: CM0002119



Einführung

KO-validierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Calreticulin (CRT/ERp60). Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Bestätigt für WB, IHC-P und ELISA. ER-Chaperon und Calcium-bindendes Protein, das an der Glykoprotein-Faltung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Calreticulin Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; [KD Validated] Calreticulin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	811
Gen-ID	811
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-203 von humanem Calreticulin (NP_004334.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27797
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel