


Anti-Calreticulin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27797

Artikelnummer: CM0017778



Einführung

Calreticulin-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratte Calreticulin. Ideal zur Untersuchung der ER-Chaperon-Funktion, des Kalzium-Homöostase und der Proteinfaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calreticulin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; Calreticulin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	811
GenID	811
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-203 von humanem Calreticulin (NP_004334.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27797
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel