

Anti-Calretinin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P22676

Artikelnummer: CM0029459

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Calretinin-Antikörper, validiert für WB, IHC, IF, ELISA. Erkennt 32kDa-Protein in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Kalziumhomöostase und neuronalen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calretinin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CR; CAL2; CAB29; Calretinin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	794
Gen-ID	794
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-271 von humanem Calretinin (NP_001731.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22676
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche