

Anti-Calretinin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22676

Artikelnummer: CM0004135

Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen Calretinin (CALB2), ein 32 kDa kalziumbindendes Protein. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschafts- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calretinin Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	CR; CAL2; CAB29; Calretinin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	794
GenID	794
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-271 des menschlichen Calretinin (NP_001731.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22676
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel