

Anti-Calsequestrin 1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P31415

Artikelnummer: CM0002789

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Calsequestrin 1 (CASQ1), geeignet für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Kalziumspeicherung und Muskelkontraktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calsequestrin 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CASQ; CSQ1; PDIB1; VMCQA; Calsequestrin 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	844
Gen-ID	844
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-200 von humanem Calsequestrin 1 (NP_001222.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P31415
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel