

Anti-Cal u Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für If/Icc, Elisa - 043852

Artikelnummer: CM0016544

Einführung

Calumenin (CALU) Kaninchen-polyclonales Antikörper für IF/ICC und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Vitamin-K-abhängiger Carboxylierung und Kalziumbindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALU Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CALU; Calumenin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	813
Gen-ID	813
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20–315 des menschlichen CALU (NP_001210.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	043852
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel