

Anti-Calumenin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43852

Artikelnummer: CM0009027

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Calumenin (CALU), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Vitamin-K-abhängigen Carboxylierung und Calcium-Bindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calumenin Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	CALU; Calumenin; Calumenin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	813
Gen-ID	813
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen Calumenins (O43852) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43852
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel