


Anti-Camk1D Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iu85

Artikelnummer: CM0030608



Einführung

Hochwertiger CAMK1D Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erwartetes Molekulargewicht 43 kDa. Ideal für Forschung zu Kalziumsignalisierung, Kinasefunktion und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMK1D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CKLiK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
Art	Mensch
GenID (Mensch)	57118
GenID	57118
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 von menschlichem CAMK1D (NP_705718.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8Iu85
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel