


Anti-Camk1D Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iu85

Artikelnummer: CM0013977



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CAMK1D, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Ca^{2+} /CaM-Kinase-Signalwegen und Neutrophilenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMK1D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CKLiK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57118
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 von humanem CAMK1D (NP_705718.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IU85
Proteinmasse	43kDa
Versand	Eisbeutel