

Anti-Camk1G Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Nx5

Artikelnummer: CM0025173



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches CAMK1G (CaM-Kinase I gamma) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Kalzium/Calmodulin-abhängiger Signalübertragung und CREB1-Phosphorylierung in neuronalen und peripheren Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMK1G Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VWS1; CLICK3; CLICKIII; dj272L16.1; CAMK1G
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57172
Gen-ID	57172
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 217-476 von menschlichem CAMK1G (NP_065172.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96NX5
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel