


Anti-Camk2 Delta/Camk2 Gamma Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q13557 / Q13555

Artikelnummer: CM0003270



Einführung

CamelBio bietet einen Anti-CaMK2 delta/CAMK2 gamma Kaninchen monoklonalen Antikörper an, validiert für WB, IP und ELISA. Er kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Der Antikörper zielt auf eine Kinase ab, die für die kardiale Ca^{2+} -Homöostase und die Erregungs-Kontraktions-Kopplung entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CaMK2 delta/CAMK2 gamma Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMK2 delta/CAMK2 gamma
Spezies	Human
GeneID (Human)	817/818
GeneID	817/818
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem CaMK2 delta/CAMK2 gamma (Q13554) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13557/Q13555
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel