


Anti-Camk2A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Uqm7

Artikelnummer: CM0006816



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CAMK2A (CaMKII alpha, 54kDa) für Western Blot, IF-Paraffin, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von synaptischer Plastizität, Calcium-Signalgebung und Kinaseaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMK2A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	815
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 201-300 von humanem CAMK2A (NP_741960.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQM7
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel