


Anti-Camk2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqm7

Artikelnummer: CM0020280



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CAMK2A (CaMKIIα) für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für neurowissenschaftliche Forschung zu synaptischer Plastizität und Langzeitpotenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMK2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	815
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem CAMK2A (NP_741960.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQM7
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel