


Anti-Camk2G-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13555

Artikelnummer: CM0023249



Einführung

Anti-CAMK2G kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem CAMK2G. Ideal für Neurowissenschaften und Skelettmuskelforschung im Zusammenhang mit Calcium-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMK2G Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; CAMK2G
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	818
GenID	818
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-410 von humanem CAMK2G (NP_751909.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13555
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel