

Anti-Camk4 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16566

Artikelnummer: CM0029331



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes CAMK4 (CaMKIV), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung in Neurowissenschaft, Immunologie und Kalziumsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	CAMK4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	caMK; CaMKIV; CaMK IV; CaMK-GR; CAMK4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	814
Gen-ID	814
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 304-473 des humanen CAMK4 (NP_001735.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16566
Proteinmasse	52kDa
Versand	Eispackung